

Garantiza la mayor satisfacción de tus clientes.

A través de un protocolo de venta completo que va desde la activación digital hasta la entrega de las lentes

Atrae más clientes a tu óptica
«Desde que hemos anunciado el nuevo sistema de refracción VISION-R 800 en el periódico local, la gente llama y quiere obtener la nueva prescripción de precisión»
Franz Optometrista, Alemania*

Saca más valor al examen visual
«Cuanto más precisa sea la refracción, mejor será la experiencia visual del cliente.»
Lukas Optometrista, Alemania*

Convierte más exámenes visuales en ventas de lentes premium
«AVA™ aporta una diferenciación importante con respecto a la competencia. Este es un punto de venta único»
Lisbeth Optometrista, Alemania*

Saca más valor de la venta de lentes
Evita el riesgo de errores humanos y de devoluciones de lentes
«AVA™ conduce a que los clientes suban de categoría al pasar a unas lentes de gama superior»
Stephan Optometrista, Alemania*

Apoya con un discurso llamativo a tus clientes a través del recorrido de su visión

- 1 Al igual que el 95 % de la población, tienes una visión más sensible que los estándares de corrección actuales con pasos de 0,25 D. Tu sensibilidad visual real puede percibir una precisión mucho mayor.
- 2 Con este nuevo recorrido hacia la alta precisión visual llamado AVA™, obtendrás un examen visual más preciso integrado en tus lentes Essilor®.
- 3 Libera el potencial de tus ojos. Dale la precisión que se merecen.

El ojo humano tiene mucho más potencial del que piensas.

Con una corrección visual más precisa nuestros ojos pueden identificar, por ejemplo, 200 tonos de azul¹. Las últimas investigaciones de Essilor muestran que el 95%² de la población tiene una visión más sensible que los pasos de 0,25 D actuales.

Como pioneros que somos, decidimos llevar los estándares de corrección de la visión al siguiente nivel.

Tras 5 años de investigación científica y más de 100.000³ parámetros de visión analizados, hemos iniciado un viaje hacia la alta precisión visual: **AVA (Advanced Vision Accuracy)**.

AVA se basa en 2 pilares tecnológicos: Un nuevo sistema de refracción que incluye un módulo óptico revolucionario y un programa de pruebas inteligentes para una refracción subjetiva de 0,01 D, para una experiencia única del cliente.

Y ahora **ESSILOR** integra esta prescripción precisa en el cálculo y en la fabricación de las lentes premium. **Posiciona tu óptica a la vanguardia de la tecnología para diferenciar tu negocio.**

Dale a tus clientes la precisión que se merecen.



1. Leid J., Anthony P., Roth A., Vignat F. 2001, Dyschromatopsies, Bulletin des sociétés d'Ophtalmologie de France, Informe anual.
2. Estudio realizado por Essilor® con 146 pacientes entre 18 y 65 años en Singapur en el 2016.
3. Los parámetros de visión analizados son parámetros que se generaron a partir de datos reales de refracción y que se procesaron usando un robot que simulaba respuestas subjetivas.

DALE A TUS OJOS
LA PRECISIÓN
QUE SE MERECE



UN VIAJE HACIA LA ALTA PRECISIÓN VISUAL

VER MÁS.
VIVIR MÁS.



AVA™, el recorrido revolucionario de Essilor® hacia la alta precisión visual



PASO 01

UN EXAMEN VISUAL MÁS PRECISO BASADO EN UNA NUEVA REFRACCIÓN SUBJETIVA EN PASOS DE 0,01 D

El sistema de refracción revolucionario de Essilor®, Vision-R 800, proporciona valores de refracción subjetiva en pasos de 0,01 D gracias a:

- Un módulo óptico revolucionario
- Programas «inteligentes» de refracción asistida

PASO 02

UNA PRESCRIPCIÓN DE PRECISIÓN INTEGRADA EN EL DISEÑO DE LAS LENTES PREMIUM DE ESSILOR®

Nueva opción de pedido AVA™, para graduar en pasos de 0,01 D las lentes premium de Essilor.



PASO 01

Ofrece un examen visual más preciso basado en una nueva refracción subjetiva en pasos de 0,01 D

Con Vision-R 800, Essilor® reinventa la refracción subjetiva gracias a dos tecnologías revolucionarias.



Un módulo óptico que controla la potencia de forma continua e instantánea con una resolución de 0,01 D

Las últimas tecnologías de lentes flexibles, que incluyen:

- El cristal líquido que da acceso a todos los posibles valores ópticos para la esfera (desde -20 D hasta +20 D) y el cilindro (hasta 8 D).
- Motores accionados de forma sincronizada. El cambio de potencia «paso a paso» se sustituye por una experiencia «tipo autoenfoco» para el cliente y los profesionales de la visión.

Un Programa de tests Inteligentes para aprovechar la continuidad y la precisión del módulo óptico

- Sencillo y rápido, este es un **protocolo de refracción** controlado por el profesional y que le ayuda a determinar de forma muy fiable la esfera y el cilindro en pasos de 0,01 D.
- Inspirado en métodos optométricos y psicofísicos, tiene en cuenta todas las respuestas de los clientes (incluyendo «no lo sé»), por lo que se adapta a la sensibilidad de cada cliente.
- El programa permite una medición y una gestión precisas de la distancia al vértice para garantizar la coherencia con la posición del equipamiento.



Un sistema revolucionario que permite evaluar la refracción en condiciones simuladas de la vida real

Al final de la refracción, los clientes verán lo que podrían experimentar, a través de esta nueva graduación en pasos de 0,01 D, gracias a una simulación de escenas de la vida real.

PASO 02

Prescriba Lentes premium de Essilor® que integren la prescripción precisa en pasos de 0,01 D

Con la opción AVA™, el sistema de cálculo de las lentes tiene como objetivo una graduación en pasos de 0,01 D en cada punto de optimización de las lentes.

La opción AVA™ se ha desarrollado para graduar una amplia gama de lentes Premium de Essilor® en pasos de 0,01 D.

- Diseños de lentes digitales Varilux® Xclusive 4D, Varilux® Xtract, Varilux® X Design, Varilux® Ipseo Binocular Booster, Eyezen® Start y Eyezen® Boost de Essilor®.
- Todas las materias.
- En las gamas blanco, solar y Transitions®.

AVA™, proporciona lo mejor de...

Eyezen™

La gama de lentes específicas de Essilor® diseñada para la vida digital, que relaja y protege los ojos de tus clientes frente a las pantallas electrónicas.

VARILUX®

Las tecnologías de vanguardia de Essilor®, dedicadas a las personas con presbicia, que ofrecen a los usuarios una visión nítida sin esfuerzo a cualquier distancia.

Con la opción AVA™, el sistema de cálculo de lentes tiene como objetivo una graduación en pasos de 0,01 D en cada punto de optimización de las lentes.

La máxima optimización del equipamiento final se obtiene cuando se combina AVA con las opciones de personalización Eyecode / F-360° y con un biselado / montaje de precisión.

